

Rapide Parvovirus Ag Test Kit




Test de Détection Rapide de l'Antigène du Parvovirus Canin

Le Parvovirus canin (CPV) attaque les intestins du chien, provoquant des vomissements et diarrhées sévères. La diarrhée a souvent une odeur très forte et les chiens montrent des signes cliniques généralement entre 7 – 11 jours après l'infection initiale. CPV est extrêmement résistant, pouvant survivre à la chaleur extrême et des températures négatives pendant une longue période. CPV est un danger mortel pour les chiens non-vaccinés et les chiots. Trois souches légèrement différentes de CPV qui causent des signes cliniques similaires ont été identifiées: CPV-2a, CPV-2b et plus récemment CPV-2c.

Principes:

Test qualitatif d'immuno-migration rapide pour la détection de l'antigène des sous-types pathogéniques du CPV dans les **féces du chien**. Lecture des résultats en **10 minutes**.



Performance:

Rapide - Parvovirus Ag Test Kit a fait l'objet de multiples études scientifiques:

- Dans une étude utilisant 155 échantillons, **Rapide** - Parvovirus Ag Test Kit ainsi que deux tests leaders sur le marché étaient comparés au test PCR, une technique standard de référence utilisée dans les laboratoires de diagnostic; **la sensibilité et la spécificité de Rapide** - Parvovirus Ag Test Kit **étaient de 100%** comparé au PCR.
- Dans une étude de terrain comprenant de multiples cliniques vétérinaires aux États-Unis, **la sensibilité et la spécificité étaient de 100%**, comparé au test PCR.
- Dans une étude utilisant 155 échantillons, **Rapide** - Parvovirus Ag Test Kit était comparé au test d'hémagglutination (HA), une technique standard de référence utilisé dans les laboratoires de diagnostic, **la sensibilité et la spécificité étaient de 100%** comparé au HA.

Présentations:

10, 20, 30, 40, 50 tests par kit

Stockage:

Température ambiante.



Modern Veterinary Therapeutics SAS
5, Chemin du Champ Boisnel
35800 Saint-Lunaire - FRANCE
Tel. +33 (0)2 99 46 30 77
Fax +33 (0)2 22 44 19 26
info@modernveterinarytherapeutics.com
www.modernveterinarytherapeutics.com



Rapide Parvovirus Ag Test Kit




Rapid Canine Parvovirus Antigen Detection Test

Canine Parvovirus (CPV) is a virus that attacks the intestinal tract of dogs, causing severe vomiting and diarrhea. The diarrhea often has a very strong smell and dogs show clinical signs usually within 7 – 11 days after the initial infection. CPV is extremely hardy, surviving extreme heat and subzero temperatures for a long period of time. CPV is a deadly threat to an unvaccinated dog and puppies. Three slightly different strains of CPV that cause similar clinical signs, CPV-2a, CPV-2b and more recently CPV-2c, have been identified.

Principles:

Rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of pathogenic CPV subtypes antigen in **dog feces**. Results within **10 minutes**.



Performance:

Rapide - Parvovirus Ag Test Kit was evaluated by several scientific studies:

- In a study using 155 samples, **Rapide** - Parvovirus Ag Test Kit and two other tests leaders on the market were compared to PCR, a reference standard technique used by diagnostic labs; the **sensitivity and specificity of Rapide** - Parvovirus Ag Test Kit were **100%** compared to PCR.
- In a field trial study taking place at multiple veterinary clinics in the United States, the **sensitivity and specificity were 100%** compared to PCR.
- In a study using 155 samples, **Rapide** - Parvovirus Ag Test Kit was compared to Hemagglutination (HA), a reference standard technique used by diagnostic labs; **the sensitivity and specificity were 100%** compared to HA.

Packaging sizes:

10, 20, 30, 40, 50 tests per kit

Storage:

Store at room temperature.



Modern Veterinary Therapeutics SAS
5, Chemin du Champ Boisnel
35800 Saint-Lunaire - FRANCE
Tel. +33 (0)2 99 46 30 77
Fax +33 (0)2 22 44 19 26
info@modernveterinarytherapeutics.com
www.modernveterinarytherapeutics.com

