



Passion pour les Innovations Vétérinaires

ScheBo® - Elastase 1 Test Fécal pour Chiens

Service Clientèle
TEL (888) 590 9839 | FAX (305) 503 8585
customer.services@modernveterinarytherapeutics.com

IMPORTANT : L'échantillon fécal peut être expédié à température ambiante. Si la température extérieure dépasse 30°C (86°F), l'échantillon doit être accompagné d'une poche de glace. L'échantillon doit arriver au laboratoire pas plus d'une semaine après avoir été prélevé et doit être entreposé à 4-8°C jusqu'à ce qu'il soit envoyé.

Formulaire a remplir pour le test ScheBo® - Elastase 1

NOM DU PROPRIETAIRE:		NOM DE L'ANIMAL:			
NOM DU VETERINAIRE/CLINIQUE:		RACE:	AGE	SEXE	DATE
ADRESSE:		COURRIEL:		TEL/FAX:	
HISTORIQUE: <input type="checkbox"/> BILAN DE SANTE DE ROUTINE <input type="checkbox"/> A JEUN <input type="checkbox"/> AUTRE:					
Encerclez tout ce qui s'applique: ANOREXIE DESHYDRATATION DIARRHÉE FIEVRE VOMISSEMENT PERTE DE POIDS					
MEDICAMENTS: <input type="checkbox"/> ENZYME DE SUBSTITUTION <input type="checkbox"/> AUTRE:					

Instructions pour l'envoi de l'échantillon:

- 1-Prélevez un échantillon fécal frais de la taille d'un petit pois et le placer dans un récipient en plastique
- 2-Envoyez l'échantillon avec le formulaire dûment rempli et l'expédier FedEx Standard (ou autre transporteur équivalent) à notre laboratoire central à cette adresse:

MODERN VETERINARY THERAPEUTICS/ANALYTICAL LABORATORY
165 Mostar Street, Unit 8
Stouffville, ON L4A 0Y2
Tel: (905) 642-3712



Veillez apposer cette étiquette à l'extérieur de la boîte d'expédition/enveloppe

**SPECIMEN
ANIMAL
EXEMPTÉ**